

FICHE PRODUIT



Agitateur de laboratoire, 10L, 200-2000 tr/min modèle RQ-121/D

Référence : SOC-847984

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Certaines données de description ont été simplifiées pour ce document.

- Description

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16778-agitateur-de-laboratoire-10l-200-2000-tr-min-modele-rq-121-d.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com