


FICHE PRODUIT



Agitateur de laboratoire, 20L 300-4000 tr/min modèle RQT-124A/D

Référence : SOC-847985

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Agitateur de laboratoire, 20L 300-4000 tr/min ; modèle RQT-124A/D

Description de l'Agitateur de laboratoire, 20L 300-4000 tr/min ; modèle RQT-124A/D

Les agitateurs de laboratoire AC/DC ont été conçus pour répondre aux exigences des laboratoires exigeant une grande souplesse dans les opérations d'agitation.

Les agitateurs sont reçus d'une commande de vitesse uniforme avec indicateur numérique RPM numérique qui indique la vitesse, ce qui est très utile pour les applications où la validation des processus et l'analyse de la qualité sont nécessaires ; Précieuses pour les applications nécessitant la validation

Caractéristiques principales :

- **Agitateurs polyvalents pour usage général & PUF**
- **Agitateurs à usage intensif pour les installations pilotes, les procédés à l'échelle du banc de laboratoire et la production de petits lots Modèles également disponibles avec indicateur de vitesse pour l'indication de la vitesse et validation du processus**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Performance fiable même en utilisation continue
- Régulateur de vitesse électronique progressif avec affichage numérique
- Arbre creux dans les modèles à engrenages permettant le réglage de la hauteur
- Mandrin pour faciliter l'interchangeabilité de l'arbres
- Arbre d'agitation en acier inoxydable 316 ; tiges d'autoclave en acier inoxydable 304

Caractéristiques Techniques

Modèle : RQT-124A/D

Arbre d'agitation : 350 B

Hélice : Ventilateur à fente 52

Moteur : AC/DC 1/8 HP

Vitesse : 300 -4000 tr/min

Capacité eau : 20L

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16779-agitateur-de-laboratoire-20l-300-4000-tr-min-modele-rqt-124a-d.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com