

FICHE PRODUIT

Pèse-personne plat digital, avec bouton-poussoir et double affichage

Référence : SOC-874132

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Pèse-personne plat digital, avec bouton-poussoir et double affichage

La balance plat digital, avec bouton-poussoir et double affichage est le produit idéal pour les médecins exigeants. Son double affichage numérique LCD lisible sous deux angles différents et sa commande au pied font de cette balance plate l'outil idéal pour chaque utilisation médicale.

Développée spécialement pour les médecins, elle est facile d'utilisation.

Durabilité assurée. Fabrication haut de gamme, conception innovante, solidité.

Deux écrans d'affichage pour une lecture simultanée patient / médecin.

La fonction TARE-mère permet quant à elle de peser les enfants en bas âge sans aucun stress dans les bras d'un adulte.

Étiquette amovible personnalisable.

Caractéristiques techniques

Capacité: 200 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Graduation (g): 100 g < 150 kg > 200 g
Alimentation: Bloc secteur en option, Piles
Dimensions (LxHxP): 321 x 61 x 362 mm
Poids net: 4,1 kg
Fonctions: extinction automatique, Mesure mobile, HOLD, TARE-mère

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-personnes-plats/16782-pese-personne-plat-digital-avec-bouton-poussoir-et-double-affichage.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com