

FICHE PRODUIT

Pèse-personne plat à module d'affichage télécommandé par câble

Référence : SOC-869132

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description:

Pèse-personne plat à module d'affichage télécommandé par câble

L'unité d'affichage de la balance peut ainsi être posée sur une table ou accrochée au mur pour une lecture commode. La pesée n'est pas moins confortable grâce aux nombreuses fonctions de la balance : BMI pour le contrôle du statut nutritionnel, HOLD pour garder le résultat affiché et TARE qui permet par exemple de peser les enfants en bas âge dans les bras de leurs parents.

Utilisation stationnaire ou mobile grâce à la poignée de transport, aux dimensions compactes, au faible poids et aux pieds réglables pour pouvoir poser la balance sur tous les sols.

Caractéristiques techniques

Capacité: 250 kg, 550 lbs

Graduation (g): 100 g < 150 g > 200 g / 0,2 lbs < 330 lbs > 0,5 lbs / 0,2 lbs < 23 sts > 0,5 lbs

Alimentation: Piles, Bloc secteur

Dimensions (LxHxP): 321 x 60 x 356 mm , 12,6 x 2,4 x 14 inch

Poids net: 4,5 kg , 9,9 lbs

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Fonctions: extinction automatique, Commutation kg/lbs/sts, TARE, Mesure mobile, HOLD, Indice de Masse Corporelle - IMC (BMI)
CE: CE 0123

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-personnes-plats/16784-pese-personne-plat-a-module-d-affichage-telecommande-par-cable.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com