


FICHE PRODUIT

Spectrophotomètre UV visible Modèle V1000

Référence : SOC-V1000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spectrophotomètre UV visible Modèle V1000

Description

Série 1000 est un simple spectrophotomètre à faisceau unique. La longueur d'onde est défini manuellement à partir de la molette sur le panneau avant. Lecture directe de la transmission ou l'absorption de l'affichage à LED. Les valeurs mesurées peuvent être transférées au PC via le port RS232 pour plus d'analyse. Faible prix et rendre le modèle de conception simple outil idéal pour l'éducation ou des analyses de routine.

Applications:

L'éducation dans les universités et collèges, les aliments et boissons de la production et contrôle de qualité, la surveillance de l'agriculture, etc.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Modèle	V1000	V1100	Les UV1100
Système optique	Faisceau unique, Grincement 1200 Lignes/mm		
Plage de longueurs d'onde	340-1020 Nm	330-1020 Nm	195-1020 Nm
Largeur de bande spectrale	6 Nm	5 Nm	
Précision de longueur d'onde	±3 Nm	±2 Nm	
Répétabilité de longueur d'onde	1 nm		
Précision photométrique	±1%t	±5%t	
Reproductibilité photométrique	0, 5%T	0, 2%T	
Gamme photométrique	0-200%T, -0.3-3un		
La lumière parasite	0, 5%T	0, 3%T	
La stabilité	0.004 Un	0.002un	
La planéité de la ligne de base	±0.002un	±0.002un	
Le bruit	±0, 001 A		
Réglage de longueur d'onde	Manuel		
Le Mode de travail	T, A, C		
Source de lumière	Lampe au tungstène	Le deutérium & Lampe au tungstène	
Afficher	4 L' Écran LCD		
Le détecteur	Photodiode au silicium		
La sortie	Port RS-232		
L'alimentation	AC 220V/50Hz Ou AC 110V/60Hz		
Dimension d'expédition	520*450*320mm		
Poids brut	10kg	12kg	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/spectrophotometre-biochimie/16794-spectrophotometre-visible-modele-v1000.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
longueur_d_onda - 340-1020nm	SOC-V1000	
longueur_d_onda - 330-1020nm	SOC-V1000B	
longueur_d_onda - 195-1020nm	SOC-V1000C	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com