


FICHE PRODUIT

Lampe d'examen, Modèle MSCeiling Plus

Référence : SOC-M187001C

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'ampoules : Ampoules LED
- Type de fixation : Plafonnier

Description du produit

- Description

Lampe de chirurgie mineure et d'exploration avancée, conçu pour une installation au plafond. Avec source de lumière LED et bras articulé de grande précision permettant de régler la lampe dans n'importe quelle position.

La qualité des matériaux utilisés pour sa fabrication la rend particulièrement adaptée à un usage intensif en chirurgie et reconnaissances.

Qualité exceptionnelle d'éclairage LED

La puissante source de lumière LED offre une qualité de lumière exceptionnelle et une durée de vie de plus de 50.000 heures.

L'indice de rendu de couleur élevé de 97% décrit la qualité exceptionnelle de la lumière blanche permettant une excellente distinction des tissus et la reproduction de toutes les couleurs visibles, de manière naturelle et précise.

Design ergonomique

La forme circulaire de la tête et sa poignée dans la partie inférieure facilitent son positionnement exact, satisfaisant les besoins ergonomiques pour n'importe quelle utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conçu avec des formes propres et lisses qui facilitent l'hygiène et la propreté dans les milieux hospitaliers.

Support Plafond

Support plafond inclus, spécialement conçu pour la famille MS CEILING.

Famille MS CEILING non compatible avec les autres supports.

Hauteur maximale d'installation au plafond 3 mètres.

Caractéristiques techniques

Source de lumière : LED 12W

Éclairage à 50 cm : 65.000 lux

Dimmable : Oui

Température de couleur : 4.500 °K

Rendement de couleur : > 97%

Durée de vie : 50.000 heures

Longueur du bras articulé : 1.050 mm

Longueur du support plafond : 1.000 mm maximale

Couleur de l'ensemble : Blanc

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-d-examen-medicales/16803-lampe-d-examen-modele-msceiling-plus.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'ampoules	Ampoules LED
Type de fixation	Plafonnier

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com