

**FICHE PRODUIT**



## Vis cortex orthopédique, Dia 2.7 mm, titane, lot de 80-8 mm

Référence : SOC-S002T0008

### Points forts

- Longueur des broches et vis orthopédiques : 8 mm

## Description du produit

- Description

VIS CORTEX DIA 2.7 mm(Tit.)

Implant orthopédique en titane.

Diamètre: 2.7 mm

Matière: Titane

### Longueurs disponibles:

- 8 MM
- 10 MM
- 12 MM
- 14 MM
- 16 MM
- 18 MM
- 20 MM
- 22 MM

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- 24 MM
- 26 MM
- 28 MM
- 30 MM
- 32 MM
- 34 MM
- 36 MM
- 38 MM
- 40 MM
- 42 MM
- 44 MM
- 46 MM
- 48 MM
- 50 MM

Conditionnement minimum de vente: **Boîte de 80**

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/16808-vis-cortex-orthopedique-dia-2-7-mm-titane-lot-de-80-8-mm.html>



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Caractéristiques

| Caractéristique                           | Valeur |
|-------------------------------------------|--------|
| Longueur des broches et vis orthopédiques | 8 mm   |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)