

FICHE PRODUIT



Vis cortex orthopédique, Dia 2.7 mm, titane, lot de 80-38 mm

Référence : SOC-S002T0038

Points forts

- Longueur des broches et vis orthopédiques : 38 mm

Description du produit

- Description

VIS CORTEX DIA 2.7 mm(Tit.)

Implant orthopédique en titane.

Diamètre: 2.7 mm

Matière: Titane

Longueurs disponibles:

- 8 MM
- 10 MM
- 12 MM
- 14 MM
- 16 MM
- 18 MM
- 20 MM
- 22 MM

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 24 MM
- 26 MM
- 28 MM
- 30 MM
- 32 MM
- 34 MM
- 36 MM
- 38 MM
- 40 MM
- 42 MM
- 44 MM
- 46 MM
- 48 MM
- 50 MM

Conditionnement minimum de vente: **Boîte de 80**

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/16822-vis-cortex-orthopedique-dia-2-7-mm-titane-lot-de-80-38-mm.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Longueur des broches et vis orthopédiques	38 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com