

FICHE PRODUIT



**Vis cortex
orthopédique, Dia
3.5 mm,
Pitch 1.25mm, Titane,
lot de 80**

Référence : SOC-S00T3

Points forts

- Diamètre des broches et vis orthopédiques : Ø 3.5 mm

Description du produit

- Description

VIS CORTEX DIA 3.5 mm(Tit.)

Implant orthopédique en titane.

Diamètre: **3.5 mm**

Pitch: **1.25 mm**

Matière: **Titane**

Longueurs disponibles:

8 MM
10 MM
12 MM
14 MM
16 MM
18 MM
20 MM

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

22 MM
24 MM
26 MM
28 MM
30 MM
32 MM
34 MM
36 MM
38 MM
40 MM
42 MM
44 MM
46 MM
48 MM
50 MM

Conditionnement minimum de vente: **Boîte de 80**

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/16825-vis-cortex-orthopedique-dia-3-5-mm-pitch1-25mm-titane-lot-de.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Diamètre des broches et vis orthopédiques	Ø 3.5 mm

Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
ortho_long_broch_orthopedic - 14 mm	SOC-S00T30014	
ortho_long_broch_orthopedic - 16 mm	SOC-S00T30016	
ortho_long_broch_orthopedic - 18 mm	SOC-S00T30018	
ortho_long_broch_orthopedic - 20 mm	SOC-S00T30020	
ortho_long_broch_orthopedic - 22 mm	SOC-S00T30022	
ortho_long_broch_orthopedic - 24 mm	SOC-S00T30024	
ortho_long_broch_orthopedic - 26 mm	SOC-S00T30026	
ortho_long_broch_orthopedic - 28 mm	SOC-S00T30028	
ortho_long_broch_orthopedic - 32 mm	SOC-S00T30032	
ortho_long_broch_orthopedic - 36 mm	SOC-S00T30036	
ortho_long_broch_orthopedic - 34 mm	SOC-S00T30034	
ortho_long_broch_orthopedic - 30 mm	SOC-S00T30030 mm	
ortho_long_broch_orthopedic - 38 mm	SOC-S00T30038	
ortho_long_broch_orthopedic - 40 mm	SOC-S00T340	
ortho_long_broch_orthopedic - 42 mm	SOC-S00T3-42 mm	
ortho_long_broch_orthopedic - 48 mm	SOC-S00T30048	
ortho_long_broch_orthopedic - 46 mm	SOC-S00T30046	
ortho_long_broch_orthopedic - 44 mm	SOC-S00T30044	
ortho_long_broch_orthopedic - 50 mm	SOC-S00T3-50 mm	
ortho_long_broch_orthopedic - 10 mm	SOC-S00T3-10 mm	
ortho_long_broch_orthopedic - 12 mm	SOC-S00T3-12 mm	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com