

FICHE PRODUIT

Lampe d'examen, Modèle MS FLEX

Référence : SOC-M183500FL

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'ampoules : Ampoules LED
- Type de fixation : Pied mobile
- Application : Médecine Générale

Description du produit

Lampe de chirurgie mineure et d'exploration avancée avec source de lumière LED et bras flexible de grande précision permettant de régler la lampe dans n'importe quelle position.

La qualité des matériaux utilisés pour sa fabrication la rend particulièrement adaptée à un usage intensif en chirurgie et reconnaissances.

Qualité exceptionnelle d'éclairage LED

La puissante source de lumière LED offre une qualité de lumière exceptionnelle et une durée de vie de plus de 50.000 heures.

L'indice de rendu de couleur élevé de 97% décrit la qualité exceptionnelle de la lumière blanche permettant une excellente distinction des tissus et la reproduction de toutes les couleurs visibles, de manière naturelle et précise.

Design ergonomique

La forme circulaire de la tête et sa poignée dans la partie inférieure facilitent son positionnement exact, satisfaisant les besoins ergonomiques pour n'importe quelle utilisation.

Conçu avec des formes propres et lisses qui facilitent l'hygiène et la propreté dans les milieux hospitaliers.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Options de montage

La version standard est fournie avec étau pour table AH. Comme accessoires, nous offrons une vaste sélection de supports d'encrage murale, rail, bras extension ou pied à roulettes.

Caractéristiques techniques

Source de lumière : LED 8W

Éclairage à 50 cm : 45.000 lux

Dimmable : Non

Température de couleur : 4.500 °K

Rendement de couleur : > 97%

Durée de vie : 50.000 heures

Longueur du bras flexible : 700 mm

Couleur de l'ensemble : Blanc

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-d-examen-medicales/16853-lampe-d-examen-modele-ms-flex.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'ampoules	Ampoules LED
Type de fixation	Pied mobile
Application	Médecine Générale

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com