


FICHE PRODUIT



Agitateur de laboratoire, 40L ,100-1400 tr/min, modèle RQ-140/D

Référence : SOC-847988

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Agitateur de laboratoire, 40L ,100-1400 tr/min, modèle RQ-140/D

Description de l'Agitateur de laboratoire, 40L ,100-1400 tr/min, modèle RQ-140/D

Les agitateurs AC sans balais sont spécialement conçus à vitesse variable sans balais, pilotés par un convertisseur de fréquence pour garantir une vitesse reproductible quelle que soit la charge. Le modèle RQ -140 ID - FP est disponible avec un moteur et un variateur de fréquence moteur et un convertisseur de fréquence à l'intérieur d'un boîtier antidéflagrant.

Ces agitateurs ont une vitesse stable et constante pour les matériaux visqueux et les solutions qui changent de viscosité pendant le mélange. Ils sont renvoyés d'un indicateur numérique intégré pour la validation et le processus et la reproductibilité.

Caractéristiques principales :

- Possibilité de régler la vitesse d'agitation par incréments de 10 RPM
 - Affichage numérique de la vitesse d'agitation dans une de 10% à 100% (+100 RPM)
 - Arbre d'agitation en acier inoxydable 316, tiges d'autoclave en acier inoxydable 304
- Homogénéisateurs et émulsifiants**

Ces appareils sont conçus pour l'homogénéisation, l'émulsification, la dispersion et le

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

mélange de fluides à grande vitesse.

L'utilisateur a le choix entre :

Entraînement à courant alternatif (AC) ou à courant continu (DC) avec réglage progressif de la vitesse pour une variation continue de la vitesse en fonction de la vitesse selon les besoins.

Caractéristiques Techniques

- **Modèle** : RQ-140/D
- **Moteur** : AC sans balais
- **Capacité** : 40L (eau/huile)
- **Vitesse** : 100-1400
- **Arbre d'agitation Ø x longueur (mm)** : 730/D
- **Hélice Type /Ø Cmm** : 4 Lames transversales /100

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16862-agitateur-de-laboratoire-40l-100-1400-tr-min-modele-rq-140-d.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com