

FICHE PRODUIT

Porte-tubes à vis terumo pour venoject et venosafe 5,7 et 10 ml

Référence : TER-XXVF010HGS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

- **Caractéristiques des Porte-tubes à vis terumo pour VENOJECT et VENOSAFE 5,7 et 10 ml.**

- A usage unique
- Code couleur: vert

Conditionnement minimum de vente: sachet de 25 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/porte-tubes-de-prelevement-sanguin/1687-porte-tubes-a-vis-terumo-pour-venoject-et-venosafe-5-7-et-10-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com