

FICHE PRODUIT



Lampe d'examen, Modèle LUXIFLEX LED PLUS

Référence : SOC-I0104NL

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'ampoules : Ampoules LED
- Type de fixation : Etau / étrier
- Application : Médecine Générale

Description du produit

- Description

Luxiflex est un luminaire à lumière froide, versatile, avec un design compact, à hautes performances, spécialement conçu pour les examens médicaux.

Flexibilité

Bras flexible et réglable de hauteur.

Longue portée, grand confort et flexibilité.

Design compact

Luxiflex est facile à utiliser grâce à sa tête LED compacte de 8 cm de diamètre et à l'interrupteur placé sur le pied de la lampe, ce qui le rend le modèle idéal pour les explorations médicales les plus exigeantes.

Options de montage

La version standard est fournie avec étau pour table AH. Comme accessoires, nous offrons une vaste sélection de supports d'encrage murale, rail, bras extension ou pied à roulettes.

Caractéristiques techniques

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Source de lumière : LED 10W 14°

Durée de vie : 50.000 heures

Éclairage à 50 cm : 35.000 lux

Température de la couleur : 4.500 °K

Rendement de couleur : 97%

Longueur totale : 85 cm

Couleur de l'ensemble : Blanc

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-d-examen-medicales/16871-lampe-d-examen-modele-luxiflex-led-1.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'ampoules	Ampoules LED
Type de fixation	Etau / étrier
Application	Médecine Générale

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com