

FICHE PRODUIT



AUTOCLAVE DE TABLE-CLASSE B- VACCUM (105°-134°), Modèle TSQ-A18L

Référence : SOC-260523

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• DESCRIPTION

Caractéristiques de l'autoclave de table TSQ-A18L de classe B (A18L/A23L)

- * Matériau en acier inoxydable SUS304 de haute qualité
- * La température et le temps de stérilisation peuvent être réglés
- * Système de contrôle par micro-ordinateur, affichage dynamique de la température et de l'heure de l'écran tactile LCD
- * Système de circulation interne vapeur-eau: pas de décharge de vapeur et l'environnement de stérilisation sera propre et sec
- * Système de verrouillage de sécurité des portes
- * Libération automatique en cas de surpression, de manque d'eau et de protection contre la surchauffe
- * Trois plaques de stérilisation en acier inoxydable

Caractéristiques techniques

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

	TSQ-A18L	TSQ-A23L
Taille de la chambre	250mm*360mm	250mm*450mm
Pression de travail maximale	0.22Mpa	0.22Mpa
Portée temporelle	0-60min	0-60min
Température de stérilisation	121°C, 134°C	121°C, 134°C
Réglage de la température	105-134°C	105-134°C
Conteneurs d'instruments	5 niveaux avec 3 plateaux	5 niveaux avec 3 plateaux
GW/NO	50kg/48kg	55kg/50kg
Puissance	AC220V/50Hz/1.8KW	AC220V/50Hz/1.8KW

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-de-table/16878-autoclave-de-table-classe-b-vaccum-105-134-modele-ts-q-a18l.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
capacite_de_l_autoclave - 18L	SOC-260523-18L	
capacite_de_l_autoclave - 23L	SOC-260523-23L	

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com