

FICHE PRODUIT

Fauteuil pèse-personne électronique

Référence : SOC-952130

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description:

Fauteuil pèse-personne électronique

Le fauteuil pèse-personne seca 952 répond à toutes les normes médicales de base : il peut supporter jusqu'à 200 kg, par graduation de 100 g.

Il possède en plus tous les avantages spécifiques à seca, comme ses accoudoirs et ses repose-pieds blocables en position repliée, ses puissants freins de sécurité, son siège ergonomique, ses roues particulièrement faciles à manipuler, qui, avec ses poignées ergonomiques rendent le déplacement du fauteuil pèse-personne réellement plus aisé et précis. Le modèle seca 952 est bien entendu équipé de l'importante fonction TARE qui garde en mémoire chaque pesée séparément, et de la fonction auto-HOLD qui permet au personnel de prendre soin des patients avant de lire les résultats de la pesée.

Caractéristiques techniques

Capacité: 200 kg, 440 lbs

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Graduation (g): 100 g / 0,2 lbs / 0,2 lbs

Alimentation: Piles

Dimensions (LxHxP): 563 x 897 x 956 mm , 22,2 x 35,3 x 37,6 inch

Poids net: 22,4 kg , 49,4 lbs

Fonctions: extinction automatique, Commutation kg/lbs/sts, TARE, Auto-HOLD

CE: CE 0123

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuils-de-pesee/16879-fauteuil-pese-personne-electronique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com