

FICHE PRODUIT

Spectrophotomètre UV visible Modèle V1200

Référence : SOC-V1200

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Spectrophotomètre visible Modèle V1200

DESCRIPTION

Ce nouveau type de spectrophotomètre UV / VIS est doté d'une finition lisse, d'une palette de couleurs élégantes, d'un écran LCD éclairé en bleu et d'une touche de forme ovale, ce qui le rend très facile à utiliser.

CARACTERISTIQUES

1. 70* 40mm LCD à lumière bleue affichant T, A, C, K, B.
2. Réglage automatique de 0%A et 100%T
3. Le grand compartiment à échantillons peut accueillir des cuvettes de 5 à 100 mm de longueur.
4. Peut effectuer des tests quantitatifs et cinétiques à l'aide d'un logiciel PC professionnel.
5. Contrôle automatique de la commutation des lampes au deutérium et au tungstène, réglage manuel de la longueur d'onde.
6. Stockage de 50 groupes de données de mesure et de 10 groupes de valeurs K et B.

Spécifications**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Modèle	V1200	UV1200	UV1200PRO
Gamme de longueurs d'onde	320-1100nm	190-1100nm	
Largeur de bande spectrale	4nm	2nm	
Précision de la longueur d'onde	2nm		
Répétabilité de la longueur d'onde	1nm		
Précision photométrique	0.5%T		
Répétabilité photométrique	0.2%T		
Lumière parasite	0.15%T@500nm		
Stabilité	0.002 A@500nm		
Réglage de la longueur d'onde	Manuel		
Source lumineuse	Lampe en tungstène	Lampe au deutérium et au tungstène	
Affichage	LCD à éclairage bleu 70*40nm		
Détecteur	Photodiode au silicium		
Sortie	Port USB ou port RS232		
Puissance	AC 220V/50Hz ; AC 110V/60Hz		
Dimensions de l'appareil	420*350*200nm		
Poids net	8Kg	10Kg	
Taille d'expédition	520*450*200nm		
Poids brut	10Kg	12Kg	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/spectrophotometre-biochimie/16883-spectrophotometre-visible-modele-v1200.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
longueur_d_onda - 330-1020nm, largeur_de_la_bande_spectrale - 4nm	SOC-V1200A	
longueur_d_onda - 190-1020nm, largeur_de_la_bande_spectrale - 2nm	SOC-V1200C	
longueur_d_onda - 190-1020nm, largeur_de_la_bande_spectrale - 4 nm	SOC-V1200B	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com