

FICHE PRODUIT

DETECTEUR DE VEINE QV-500

Référence : SOC-3105223

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

Cette machine dispose de diverses fonctions définies par l'utilisateur, qui peuvent s'adapter à différents âges, formes de corps, couleurs de peau, poids et divers environnements de fonctionnement.

- * 7 couleurs disponibles : convient à différentes couleurs de peau ou environnements.
- * 3 tailles disponibles : convient aux adultes, aux enfants et aux nouveau-nés.
- * 5 niveaux de luminosité : ajustez l'image de projection à la luminosité la plus confortable.
- * Inversion : réduit les interférences des poils des bras et rend les vaisseaux sanguins plus clairs.
- * Mode d'amélioration : améliorez la clarté de la détection des vaisseaux sanguins.
- * Mode veille : entrez en mode basse consommation lorsque l'utilisateur a besoin de courts intervalles et peut être réveillé rapidement.

Caractéristiques :

La puissance de la batterie peut être affichée sur le côté supérieur de l'image projetée.

Invite de capacité de batterie faible.

Batterie au lithium rechargeable Panasonic 3400mA, autonomie de 3 heures.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Technologie de projection américaine DLP.

Alimentation de charge : 5V 2.0A, 100V-240V 50Hz-60Hz

Poids : 280g

Taille: 20*6*6.5cm

En option :

* Support de table

* Support mobile

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fournitures-medicales-generales/16884-detecteur-de-veine-qv-500.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com