


FICHE PRODUIT



Lampe d'examen, Modèle LUXIFLEX HAL

Référence : SOC-I0104AO

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'ampoules : Ampoules Halogènes
- Type de fixation : Etau / étrier
- Application : Médecine Générale

Description du produit

- Description

Luminaire très versatile, avec un design compact, à hautes performances, spécialement conçu pour les examens médicaux.

Flexibilité

Bras flexible et réglable de hauteur.

Longue portée, grand confort et flexibilité.

Design compact

Luxiflex est facile à utiliser grâce à sa tête compacte de 8cm de diamètre et à l'interrupteur placé sur le pied de la lampe, ce qui le rend le modèle idéal pour les explorations médicales les plus exigeantes.

Options de montage

La version standard est fournie avec étau pour table AH.

Comme accessoires, nous offrons une vaste sélection de supports d'encrage murale, rail, bras extension ou pied à roulettes.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques techniques

Source de lumière Halogène : 35W 10⁹

Durée de vie : 5.000 heures

Éclairage à 50 cm : 35.000 lux

Température de la couleur : 3.000 °K

Rendement de couleur : 100%

Longueur totale : 85 cm

Couleur de l'ensemble : Blanc

Verre de protection : OUI

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-d-examen-medicales/16887-lampe-d-examen-modele-luxiflex-hal.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'ampoules	Ampoules Halogènes
Type de fixation	Etau / étrier
Application	Médecine Générale

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com