

**FICHE PRODUIT**



## Lampe de WOOD UV portable, Modèle VISTA H.F

Référence : SOC-E051LAT212

### Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'ampoules : Ampoules Halogènes
- Type de fixation : Portable
- Application : Médecine Générale

## Description du produit

- Description

Lampe Woods avec loupe. Luminaire à rayonnement ultraviolet, qui s'utilise notamment en dermatologie, esthétique, vétérinaire et recherche.

Couvercle de la source lumineuse. Réflecteur en aluminium raffiné. Loupe en verre minéral.

### Caractéristiques techniques

Source de lumière: FL UV compact 9W

Longueur d'onde : UVA 360 nanomètres

Lentilles: 3 dioptries

Dimensions de la lentille: 100mm x 60mm

Couleur de l'ensemble: Blanc

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-d-examen-medicales/16895-lampe-de-wood-uv-portable-modele-vista-h-f.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique  | Valeur             |
|------------------|--------------------|
| delais           | 48 heures          |
| Type d'ampoules  | Ampoules Halogènes |
| Type de fixation | Portable           |
| Application      | Médecine Générale  |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com