

FICHE PRODUIT

Lampe de WOOD avec bras articulé, Modèle VISTA PLUS H.F

Référence : SOC-E051CA0012

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'ampoules : Ampoules Halogènes
- Type de fixation : Un Bras
- Application : Médecine Générale

Description du produit

• Description

Lampe Woods avec loupe. Luminaire à rayonnement ultraviolet, qui s'utilise notamment en dermatologie, esthétique, vétérinaire et recherche.

Couvercle de la source lumineuse. Réflecteur en aluminium raffiné. Loupe en verre minéral.

Caractéristiques techniques

Source de lumière: FL UV compact 9W

Longueur d'onde : UVA 360 nanomètres

Lentilles: 3 dioptries

Dimensions de la lentille: 100mm x 60mm

Couleur de l'ensemble: Blanc

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-d-examen-medicales/16896-lampe-de-wood-uv-portable-modele-vista-h-f-1.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'ampoules	Ampoules Halogènes
Type de fixation	Un Bras
Application	Médecine Générale

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com