

FICHE PRODUIT

Sachet de gel absorbant hydrosoluble, (sachet de 100)

Référence : SOC-ABSODOSE1G

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Absorbant en sachet hydrosoluble 1g**Application**

- Transport d'échantillons biologiques

Avantages

- Sachet à dissolution très rapide au contact de l'échantillon liquide aqueux
- Parfaitement adapté pour le transport d'échantillons d'urine
- Absorption : jusqu'à 200ml de liquide

Condition minimum de vente: Paquet de 100 sachets.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sachet-de-gel-absorbant-drimop/1690-sachet-de-gel-absorbant-drimop-1-5g.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com