

FICHE PRODUIT

Agitateur magnétique sans rotor, 1L, 300Watts, modèle 1-RML

Référence : SOC-847991

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Agitateur magnétique sans rotor, 1L, 300Watts, modèle 1-RML

Description de l'Agitateur magnétique sans rotor, 1L, 300Watts, modèle 1-RML

Ils sont spécialement conçus pour répondre aux exigences des laboratoires en matière d'agitation dans les flacons et de chauffage uniforme simultané par des manchons chauffants.

Ils sont intégrés en deux parties, la partie supérieure supérieure est constituée de l'élément chauffant.

Le contrôle ou la régulation précise et progressive de la vitesse permet une variation en douceur jusqu'à 1200 tr/min.

L'énergie de chauffage est contrôlée par un régulateur d'énergie.

Caractéristiques principales:

-Moteur PMDC pour un couple plus élevé même à basse vitesse

-Meilleure régulation de la vitesse même avec un petit volume et des vitesses faibles

-Le contrôle précis de la vitesse en continu maintient une excellente stabilité de la vitesse.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

- Indicateur de vitesse numérique pour l'affichage de la vitesse d'agitation
- Unité totalement fermée
- Conçu pour une utilisation même en atmosphère corrosive

Caractéristiques techniques

- Numéro de modèle : 1RML
- Max. Capacité d'agitation : 1L
- Capacité d'agitation : 300 watts
- Dimension externe 150 x 220 x 150 mm (LxPxH)
- Modèle de palette d'agitation : Q-19
- Longueur de la palette d'agitation : 25 millimètres
- Diamètre de la palette d'agitation : 9 millimètres

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/agitateur-magnetique/16901-agitateur-magnetique-sans-rotor-1l-300watts-modele-1-rml.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com