

FICHE PRODUIT

Système automatisé d'extraction d'acide nucléique BNP96

Référence : SOC-230696

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

Système automatisé d'extraction d'acide nucléique BNP96

Le BNP96 est un système automatique d'extraction et de purification d'acide nucléique pour l'extraction d'ADN ou d'ARN à partir d'une variété de matériaux, tels que le sang total, les tissus, les prélèvements de gorge, etc., sans opération de centrifugation ou de filtration.

Caractéristiques :

- * Extraction de haute pureté, facile à utiliser et entièrement automatisée.
- * Haut débit, peut traiter 1 à 96 échantillons à la fois, gagner du temps.
- * Sans kit d'extraction professionnel, optimisation du processus d'extraction.
- * Grande capacité de programme, peut stocker 1 à 100 groupes de programmes.
- * Sans fonction de température constante pour assurer la meilleure température de réaction dans le processus de purification.
- * Interface de fonctionnement amicale, facile à comprendre, pas d'ordinateur externe, pas de

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

formation spéciale.

* Aspect compact, matériau solide, longue durée de vie.

Données techniques :

Modèle	BNP96
Ecran d'affichage	tactile de 10,1 pouces
Volume d'échantillon	20µl-1000µl
Capacité d'échantillonnage	1-96
Récupération de billes magnétiques	≥98%
Temps d'extraction	15-40 minutes
Extraction de la différence entre les trous	CV≤3 %
Consommation	500W
Température de fonctionnement	RT - 120 °C
Pureté du produit A260/A280	ADN≥1,7-2,0 ; ARN≥1.8-2.1
Mélange de choc	Vitesse réglable (1-3)
Type de réactif	Système ouvert pour la méthode des billes magnétiques
Stockage de programme	≥100 groupes
Conception de porte de sécurité	Porte de sécurité ouverte, le fonctionnement du programme sera automatiquement suspendu, éviter la contamination croisée
Méthode de désinfection	Lumière UV, adsorption d'aérosol
Source de courant	AC100V-240V 50Hz/60Hz
Taille externe(W*D"H)mm	770 x 530 x 540
Taille de l'emballage(L*P"H)mm	910 x 670 x 780
Poids brut (kg)	95 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/hottes-biologiques/16906-systeme-automatise-d-extraction-d-acide-nucleique-bnp96.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com