

FICHE PRODUIT

Agitateur Vortex, 0-2500tr/min, mouvement orbital, modèle CM-101

Référence : SOC-847995

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Agitateur Vortex, 0-2500tr/min, mouvement orbital, modèle CM-101

Description de l'Agitateur Vortex, 0-2500tr/min, mouvement orbital, modèle CM-101

Mélangeur à vitesse variable pour éliminer le mélange manuel. Le régulateur de vitesse contrôle le degré de vibration. Convient pour les opérations tactiles/continues. Fourni avec des adaptateurs interchangeables pour différentes applications.

- CM - 01/01 :- Adaptateur de tube pour tubes à essai 18 trous Ø 10 mm
- CM - 01/02 :- Plate-forme pour tubes < Ø 99 mm et petits récipients
 - Conçu pour mélanger des liquides dans les écoles, les laboratoires et les usines
 - Sélection du mode de fonctionnement tactile/continu via un commutateur bidirectionnel
 - Régulation de la vitesse par bouton prévu sur le panneau de commande
 - Têtes de mélange interchangeables pour une utilisation avec une variété de tubes
 - Fourni avec toutes les têtes de mélange interchangeables

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques techniques

- **Modèle** : CM 101
- **Réglage de vitesse variable** : 2500 tr/min
- **Modes de fonctionnement** : En mode tactile
- **Matériel** : Acier inoxydable
- **Source de courant** : 32W
- **Dimension** : 178*141*148
- **Capacité de mélange** : Jusqu'à 18 microtubes
- **Capacité globale** : 250ml
- **Mouvement d'agitation** : Orbital
- **Diamètre orbital** : 4 millimètres
- **Type de moteur** : Moteur de pôle ombragé
- **Pouvoir** : 230 VCA
- **Tension** : 220-240V
- **Garantie** : 12 mois
- **Poids** : 3,6 kg

Échantillon de bloc thermique de volume : 0,1 millilitre

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-orbital/16914-agitateur-vortex-0-2500tr-min-mouvement-orbital-modele-cm-101.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com