

FICHE PRODUIT



Chariot d'anesthésie Glostavent Hélix avec extracteur d'oxygène incorporé

Référence : SOC-GH7198

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Vaporisateur

Faible résistance: Oui

Adapté à l'anesthésie par gaz inspirés et à flux continu: Oui

Agent anesthésique: Isoflurane, Halothane ou Sévoflurane (sélectionner 2)

Capacité: 150 ml

Pourcentage d'agent: de 0 à 5 % (0 à 8 % pour le Sévoflurane)

Fonction du ventilateur (Adulte/pédiatrique)

Mode de fonctionnement:

Générateur de pression à durée cyclique, à volume limité

Type de ventilateur: Pneumatique

Gaz vecteur: Actionné par l'oxygène provenant du concentrateur d'oxygène avec bouteille de secours

Volume courant: 100 – 1200 ml

Rapport inspiration/expiration: 1 : 2

Alarmes: Haute et basse pression avec témoins à DELrs

Plage de températures opérationnelles: 5- 40°C

Autonomie de la batterie de secours: Env. 300 heures

Fréquence respiratoire: 6 à 40 respirations/min

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Recharge de la batterie: 90% sous 3 heures
Plage de pressions inspiratoires: 8-50 cm d'eau
Assistance au sevrage/pression: Déclenchement par 1 à 5 cm d'H₂O
Pression/volume d'entraînement: >20 psi : 1/6 du volume/min

Ventilation manuelle : Ballon autogonflant

Concentrateur d'oxygène intégré

Nombre maximum de litres d'oxygène par minute: 0 à 10 l/min à 95 %
Nombre maximum de litres d'air: 10 l/min
Système de notification/d'avertissement: Alarme audible en cas de panne, témoin d'oxygène faible
Compteur horaire: Oui
Puissance requise: 590 W

Option D'alimentation Alternative en Oxygène

Régulateur avec raccord pour la bouteille d'oxygène: Oui - 4 bars
Tube souple pour l'alimentation en oxygène: Oui - 3 mètres

Système De Secours En Cas De Panne De Courant

UPS à fonctionnalité complète: Oui - 30 minutes
Compresseur de secours pour le ventilateur: Oui - air uniquement, plus de 12 heures
Batterie de secours pour le ventilateur: Oui - 300 heures

UPS

Type: En ligne double de 2 KVA
Disjoncteur: Oui
Plage de fonctionnement d'entrée: 110-330VAC 45/65Hz
Alimentation de secours (min): 30

Purge d'oxygène : Oui

Système de récupération des gaz exhalés : Oui

Composants supplémentaires standard

Circuits adultes, pédiatriques et néonataux: Oui, autoclavable
Plateau à médicaments autoclavable: Oui
Poste de travail: Aluminium anodisé avec 4 roulettes et freins antistatiques

PEEP : 0-20 cm H₂O

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Surveillance du patient : En option

Alimentation : 230VAC 50Hz

Dimensions et poids de la machine : 54 x 66 x 145 cm, 120 kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-d-anesthesie/16917-chariot-d-anesthesie-glostavent-helix-avec-extracteur-d-oxygene-incorpore.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com