

FICHE PRODUIT



Aiguille venoject KIMA quickfit - 25 x 0,9 mm - 20 g

Référence : TER-MN2025MQ

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Autres caractéristiques de l'Aiguille VENOJECT TERUMO Quickfit - 25 x 0,9mm - 20G:

- Aiguille de sécurité Quickfit avec fixation de type baïonnette sur porte-tubes spécifique Quickfit qui accroît singulièrement la sécurité du prélèveur.
- Concept d'aiguille et de corps de prélèvement sécuritaire à clips.
- Corps de prélèvement Quickfit réutilisable.
- Facile d'utilisation. Biseau effilé, Minimisant l'altération des tissus et la libération de thromboplastine.
- Concept unique du triple biseau qui Pénètre le tissu avec une incision qui minimise le traumatisme.
- Equipée d'un "manchon" qui réduit le risque de contamination en obturant l'orifice distal de l'aiguille à chaque changement de tube.
- Paroi Ultra-mince qui permet un débit sanguin accru, grâce à un diamètre interne plus grand.
- Conditionnée dans un protecteur rigide tubulaire, muni d'une étiquette bague d'inviolabilité avec numéro de lot et date de péremption.
- Fiable et confortable.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Conditionnement par carton de 2000 aiguilles.
- Conditionnement minimum de vente: 100 aiguilles.

Conditionnement de vente : boîte de 100 aiguilles.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-a-prelevement-multi/1692-aiguille-venoject-terumo-quickfit-25-x-0-9mm-20g.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com