

FICHE PRODUIT

Autoclave portable en acier inoxydable (18/24/30L) Modèle Yx280A

Référence : SOC-300510

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES :

- * Structure entièrement en acier inoxydable SUS 304
- * Manomètre précis à double échelle
- * Joint en silicone assurant aucune fuite de vapeur
- * Déclenchement automatique en cas de surpression
- * Mise hors tension automatique en cas de manque d'eau
- * Facile à utiliser, sécurité et fiable

DONNEES TECHNIQUES :**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Modèle	YX-280A (18L)	YX-280A (24L)	YX-280A (30L)
Volume	18L	24 L	30L
Pression de travail maximale	0.165Mpa	0.165Mpa	0.165Mpa
Température de travail max.	129 °C	129 °C	129 °C
Chambre de stérilisation	Φ300*330mm	Φ300*460mm	Φ300*520mm
Puissance	AC220V/50Hz/2.0KW	AC220V/50Hz/2.0KW	AC220V/50Hz/2.0KW

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-sterilisateur/16921-autoclave-portable-en-acier-inoxydable-18-24-30l-modele-yx280a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
capacite_de_l_autoclave - 18L	SOC-300510-18L	
capacite_de_l_autoclave - 24L	SOC-300510-24L	
capacite_de_l_autoclave - 30L	SOC-300510-30L	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com