

FICHE PRODUIT

Agitateur Vortex, 2500tr/min, mouvement orbital, modèle CM-101 plus

Référence : SOC-847996

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Agitateur Vortex, 2500tr/min, mouvement orbital, modèle CM-101 plus

Description de l'Agitateur Vortex, 2500tr/min, mouvement orbital, modèle CM-101 plus

Le mélangeur Vortex ou l'agitateur Vortex, 2500tr/min, mouvement orbital, modèle CM-101 plus est conçu pour mélanger des liquides dans les écoles, les laboratoires et les usines

- Sélection du mode de fonctionnement tactile/continu via un commutateur bidirectionnel**
- Régulation de la vitesse par bouton prévu sur le panneau de commande**
- Têtes de mélange interchangeables pour une utilisation avec une variété de tubes.**
- Fourni avec toutes les têtes de mélange interchangeables**

Spécificités techniques de l'agitateur Vortex, 2500tr/min, mouvement orbital, modèle CM-101 plus

- **Modèle** : CM-101 PLUS
- **Dimensions** : 185 x 150 x 165 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Poids**: 2,8 kg
- **Classe de protection selon. Selon DIN 60529** : IP 21
- **Pouvoir** : 32W
- **Mouvement d'agitation** : Orbital
- **Diamètre orbital** : 4 millimètres
- **Type de moteur** : Moteur à pôles ombragés
- **Puissance nominale du moteur Entrée/Sortie** : 58 / 10W
- **Temps de marche autorisé** : 100% puissance 30 min
- **Plage de vitesse** : 2500 tr/min
- **Type d'exécution** : Fonctionnement continu/tactile
- **Quantité minimum d'achat** : 1

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-orbital/16930-agitateur-vortex-2500tr-min-mouvement-orbital-modele-cm-101-plus.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com