

FICHE PRODUIT

Bain marie Polyvalent RT($\pm 5^{\circ}\text{C}$ à 99°C), 15L, 6 adaptateurs concentriques

Référence : SOC-847997

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Bain marie Polyvalent RT($\pm 5^{\circ}\text{C}$ à 99°C), 15L, 6 adaptateurs concentriques

Description du Bain marie Polyvalent RT($\pm 5^{\circ}\text{C}$ à 99°C), 15L, 6 adaptateurs concentriques

Le bain marie RT($\pm 5^{\circ}\text{C}$ à 99°C), 15L, 6 adaptateurs concentriques est un bain Marie polyvalent avec double ligne réglable à six trous pour accueillir des échantillons de différentes tailles pour un chauffage facile et hygiénique.

RWB permet d'obtenir une température précise et constante de chauffer les échantillons.

Caractéristiques principales Bain marie Polyvalent RT($\pm 5^{\circ}\text{C}$ à 99°C), 15L, 6 adaptateurs concentriques :

- Contrôle par microprocesseur avec fonction de temporisation
- Affichage numérique
- Alarme sonore et visuelle en cas de dépassement de température

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications techniques du Bain marie Polyvalent RT($\pm 5^{\circ}\text{C}$ à 99°C), 15L, 6 adaptateurs concentriques

- **Nom/Numéro du modèle** : RWB-6
- **Stabilité de la température** : $\pm 0,5$ degré C
- **Dimension** : 450 x 300 x 110 mm (LxPxH) Intérieur
- **Écart de température** : RT $\pm$ 5 - 99 degrés Celsius
- **Alarme de suivi** : ± 2 degrés C
- **Volume de la chambre** : 15L
- **Plage de temps** : 1-999 minutes
- **Couverture de bain d'eau** : Double ligne six trous
- **Consommation d'énergie** : 1500W

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bain-marie/16931-bain-marie-polyvalent-rt-5-c-a-99-c-15l-6-adaptateurs-concentrique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com