

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse de paillasse , 4500-6000 tr/min modèle NEYA 8

Référence : SOC-847999

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Centrifugeuse de paillasse , 4500-6000 tr/min, modèle NEYA 8

Description de la Centrifugeuse de paillasse, 4500-6000 tr/min, modèle NEYA 8

Dérivé du mot hindi « NAYA » qui signifie « nouveau », « nouveauté », « innovation », « NEYA » est le nom donné à la nouvelle génération de centrifugeuses récemment développées .

Il constitue une combinaison pour développer et présenter toute la gamme parfaite de centrifugeuses "NEYA" avec des performances et des caractéristiques adaptées à tous les besoins fonctionnels des laboratoires modernes.

Caractéristiques principales de la Centrifugeuse de paillasse , 4500-6000 tr/min, modèle NEYA 8

- Détection automatique du rotor, vérification de la présence d'accessoires et compatibilité avec la vitesse maximale
- Fonction limiteur de vitesse de sécurité
- Contrôlé par microprocesseur
- Écran LCD couleur rétroéclairé avec visualisation contemporaine de tous les paramètres

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Réglage numérique des niveaux d'accélération et de décélération
- Tailles compactes pour optimiser l'espace en laboratoire
- Bol interne en acier inoxydable avec une hauteur optimale pour le chargement et le déchargement des échantillons
- Système de détection de déséquilibre avec arrêt automatique du fonctionnement pour éviter les accidents
- Système de verrouillage automatique du couvercle
- Ouverture de sécurité du couvercle en cas de panne de courant
- Moteur sans balais sans entretien et sans dépôt de carbone
- Construction conforme aux directives européennes

Spécifications techniques de la Centrifugeuse de paillasse , 4500-6000 tr/min, modèle NEYA 8

- Numéro de modèle : Neya 8
- Max. Capacité : 4 x 175 ml (pivotants) - 6 x 100 ml (angle fixe)
- Max. Plage de vitesse (RPM) : 4500 tr/min (pivotant) - 6000 tr/min (angle fixe)
- Dimensions (LxPxH) (mm) : 450 x 590 x 330 mm (Externe)
- Minuteur : de 00:30 à 99:50 (mm:ss) et mode continu
- Niveau de bruit : 55 dB
- Poids : 40Kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-hautes-vitesses/16933-centrifugeuse-de-paillasse-4500-6000-tr-min-modele-neya-8.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com