

FICHE PRODUIT

Congélateur -80°C Cryocube F101H

Référence : SOC-F101341

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Congélateurs ultra basse température sous paillasse pour un stockage à portée de main au laboratoire allant jusqu'à 6000 échantillons. Très compact, il est idéal pour les petits laboratoires. Capacité de stockage 101 l.

La capacité totale pour les boîtes de 130 x 130 x 53 mm (cryotubes de 2 ml) est de 60.

Refroidissement par gaz propres et isolation par mousse écologique.

Cuve intérieure en acier inoxydable pour un nettoyage facile.

S'insère sous la paillasse pour un encombrement minimum.

Un Interrupteur d'alimentation verrouillable et des commandes tactiles intuitives pour une manipulation sûre et facile.

2 compartiments indépendants équipés chacun d'un portillon.

Les joints spéciaux "basse température" sur la porte extérieure restent flexibles même à -86 °C et empêchent la formation de glace.

Les panneaux d'isolation sous vide permettent une capacité interne renforcée avec la même empreinte que les congélateurs en mousse traditionnels.

Les portes intérieures sont isolées et fermées à l'aide de 2 compartiments séparés minimisant la perte d'air froid lorsque vous prenez vos échantillons.

Panneau de commande LED et statut d'alarme faciles à lire.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Évent de vide spécial avec piston ergonomique positionné de sorte à accéder immédiatement à votre congélateur.

Les portes intérieures peuvent être rapidement retirées sans outils, ce qui permet une décongélation plus simple et rapide.

Un intérieur entièrement en acier inoxydable pour un nettoyage facile pendant les cycles de maintenance et de dégivrage ; extérieur recouvert de poudre d'acier.

Les joints spéciaux basse température sur la porte extérieure restent flexibles même à -86 °C et empêchent la formation de glace pour accéder facilement aux échantillons.

Mot de passe qui protège les valeurs de consigne pour les alarmes et les températures afin d'empêcher la modification non autorisée des réglages.

Spécification techniques

Capacité (métrique) : 101 L

Porte : 1

Matériau de la hotte : Acier inoxydable

Nombre de racks par kit : 6

Dimensions (P x l x H) intérieures : 33x48x64 cm

Encombrement (métrique) : 90 x 56,6 cm

Systèmes de secours : CO2 ou LN2 en option

Type de bouchon : Européenne

Fréquence : 50 Hz

Poids (métrique) : 123 kg

Gamme de températures : -50°C à -86°C

Porte intérieure : 2

Isolation : Panneaux isolants sous vide / mousse de polyuréthane

Finition externe : Acier revêtu de poudre

Modèle : Armoire

Dimensions (L x l x H) extérieures : 56,6 x 90 x 83 cm

Enregistreur graphique : Étalon

Ampérage : 5 A

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Tension : 230 V

Compresseur : 2 étages

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/systeme-de-conservation-d-echantillons-biologiques-au-congelateur-serotheque-serobox/16934-congelateur-80-c-cryocube-f101h.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com