

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse de paillasse , 4500-6000 tr/min, modèle NEYA 10

Référence : SOC-848001

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Centrifugeuse de paillasse , 4500-6000 tr/min, modèle NEYA 10

Centrifugeuse de paillasse , 4500-6000 tr/min, modèle NEYA 10

Les centrifugeuses de paillasse sont conçues pour répondre aux besoins quotidiens. La performance et la capacité des centrifugeuses sont idéales pour la séparation des échantillons de sang, les particules de sédiments urinaires et les autres applications habituelles dans les laboratoires de taille petite ou moyenne.

Dérivé du mot hindi « NAYA » qui signifie « nouveau », « nouveauté », « innovation », « NEYA » est le nom donné à la nouvelle génération de centrifugeuses de paillasses récemment développées. Il constitue une combinaison pour développer et présenter toute la gamme parfaite de centrifugeuses "NEYA" avec des performances et des caractéristiques adaptées à tous les besoins fonctionnels des laboratoires modernes.

Centrifugeuse de paillasse, (vitesse max. 6000 rpm) affichage LCD de la vitesse et du temps, détecteur de déséquilibre, frein dynamique, confinement du couvercle de sécurité, 10 profils d'accélération/décélération, 10 programmes et identification du rotor est :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

(Fournie sans rotors ni accessoires).

Caractéristiques principales de la Centrifugeuse de paillasse ; 4500-6000 tr/min, modèle NEYA10

- Détection automatique du rotor, vérification de la présence d'accessoires et de la compatibilité avec la vitesse maximale
- Fonction limiteur de vitesse de sécurité
- 10 programmes mémorisables avec fonction de protection
- Réglage de la vitesse en Tr/min
- Contrôlé par microprocesseur et écran LCD couleur rétro- Affichage éclairé avec visualisation contemporaine de tous les paramètres
- Réglage numérique des niveaux d'accélération et de décélération
- Cuve interne en acier inoxydable avec hauteur optimale pour le chargement et l'évacuation des échantillons
- Système de détection de déséquilibre avec arrêt automatique du fonctionnement pour éviter les accidents
- Système de verrouillage automatique du couvercle
- Ouverture de sécurité du couvercle en cas de panne de courant
- Moteur sans balais ne nécessitant pas d'entretien et ne produisant pas de dépôts de carbone
- Construction conforme aux directives européennes

Spécifications techniques de la Centrifugeuse de paillasse ; 4500-6000 tr/min, modèle NEYA10

- **Numéro de modèle** : Neya 10
- **Max. Capacité** : 4 x 175 ml (pivotants) - 6 x 100 ml (angle fixe)
- **Max. Plage de vitesse (RPM)** : 4500 tr/min (pivotant) - 6000 tr/min (angle fixe)
- **Niveaux d'accélération** : 0-9 (0 = mini - 9 = maxi)
- **Niveaux de décélération** : 0-9 (0 = mini - 9 = maxi)
- **Dimensions (LxPxH) (mm)** : 450 x 590 x 330 mm
- **Poids** : 40 kg
- **Minuteur** : 00:30 à 99:50 (mm:ss) et mode continu
- **Programmes** : 10 programmes avec fonction de protection
- **Bruit** : 55 dB

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-hautes-vitesses/16936-centrifugeuse-de-paillasse-4500-6000-tr-min-modele-neya-10.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com