

FICHE PRODUIT



Centrifugeuse de paillasse 16000 tr/min, affichage LCD, modèle NEYA12

Référence : SOC-848002

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Certaines données de description ont été simplifiées pour ce document.

- Description

Caractéristiques spécifiques de la Centrifugeuse de paillasse 16000 tr/min, affichage LCD, modèle NEYA12

- Contrôlé par microprocesseur et écran LCD couleur ; éclairage rétro avec visualisation contemporaine de tous les paramètres
- Réglage numérique des niveaux d'accélération et de décélération

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Cuve interne en acier inoxydable avec hauteur optimale pour le chargement et déchargement des échantillons
- Système de détection de déséquilibre avec arrêt automatique du fonctionnement pour éviter les accidents
- Système de verrouillage automatique du couvercle
- Ouverture de sécurité du couvercle en cas d'absence d'alimentation électrique
- Moteur sans balais; sans entretien et sans dépôt de carbone
- Construction conforme aux directives européennes
-
-

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-hautes-vitesses/16943-centrifugeuse-de-paillasse-16000-tr-min-affichage-lcd-modele-neya12.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com