

FICHE PRODUIT

Station de mesure sans fil pour la détermination du poids et de la taille

Référence : SOC-284130

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION:

La station de mesure sans fil pour la détermination du poids et de la taille permet de procéder à la pesée et à la mesure en une seule opération. De plus, elle se distingue par ses deux affichages. L'un est placé directement sur l'appuie-tête du curseur afin d'offrir une lecture directe, et le second se présente sous forme d'un affichage tactile multifonctionnel à trois lignes affichant le poids, la taille et l'auto-BMI calculé automatiquement par le système. En outre, sa graduation précise de 50 g lui permet de détecter toute modification de la courbe de poids aussi minime soit elle et elle est capable de transmettre tous les résultats grâce au système seca 360° wireless.

Caractéristiques techniques

Capacité: 300 kg
Graduation (g): 50 g
Plage de mesure en cm: 30 - 200 cm
Graduation: 1 mm / 0,05 inch
Alimentation: Piles, Bloc secteur
Dimensions (LxHxP): 434 x 2394 x 466 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Poids net: 16 kg

Fonctions: Retro-éclairage, Calibrage, Calibrage automatique, Signaux sonores activables, RESET, extinction automatique, amortissement, libre choix du point de départ de la mesure, Commutation cm/inch, roulettes de transport, toise, TARE, Protection contre les surcharges, Auto-SEND, SEND, interface wireless, PRINT, Auto-PRINT, HOLD, Auto-HOLD, TARE-mère, Commutation kg/lbs, Auto-clear, Indice de Masse Corporelle - IMC (BMI), auto-BMI, Saisie des données relatives au patient, Body Fat Rate (BFR), pré-TARE, Clear

CE: CE 0123

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/stations-de-mesure/16952-station-de-mesure-sans-fil-pour-la-determination-du-poids-et-de-la-taille.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com