

FICHE PRODUIT



Micro moteurs de laboratoire

Référence : SOC-MTP-MTL

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Le micromoteur Saeshin de la marque MESTRA est un appareil de haute performance conçu pour les laboratoires dentaires exigeants. Grâce à son moteur sans balais, il garantit une grande durabilité, minimise les vibrations et offre une efficacité optimale. Il dispose d'un contrôle de vitesse polyvalent : manuel, pédale ou commande par genou (roulette), pour adapter l'ergonomie aux habitudes de travail.

Ses caractéristiques techniques incluent une vitesse maximale de **50 000 tr/min**, un couple de **7,8 N·cm**, une puissance de **230 W**, pour fraises Ø 2,35 mm. Il est livré complet avec unité de commande, pièce à main, pédale, support, câbles et accessoires.

Ce micromoteur est idéal pour les travaux de précision en prothèse ou modélisation dentaire où contrôle, fiabilité et ergonomie sont essentiels.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/micro-moteurs/1696-micro-moteurs-de-laboratoire-mtp-mtl.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com