

FICHE PRODUIT

Fauteuil de pesée avec graduation précise, compatible à l'intégration DME

Référence : SOC-954130

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION:

Fauteuil de pesée avec graduation précise, compatible à l'intégration DME

Grâce à la graduation d'une précision inégalée, le fauteuil de pesée avec graduation précise, compatible à l'intégration DME fournit des résultats ultra précis même lors de la pesée d'enfants.

- Graduation par 50 g pour une mesure précise en position assise
- Accoudoirs relevables et repose-pieds repliables pour un accès facile
- Siège ergonomique pour procurer au patient un meilleur confort
- Convient aux patients souffrant d'obésité grâce à sa capacité de pesée allant jusqu'à 300 kg
- Ingénierie sophistiquée et construction robuste pour une excellente longévité
- Frein de blocage pour une stabilité optimale
- Transfert des données : Transférez directement les valeurs mesurées vers le dossier médical électronique des patients (DME)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques techniques

Capacité: 300 kg, 660 lbs

Graduation (g): 50 g < 150 kg > 100 g / 0,1 lbs < 330 lbs > 0,2 lbs / 0,1 lbs < 23 sts > 0,2 lbs

Alimentation: Batteries rechargeables, Bloc secteur

Dimensions (LxHxP): 563 x 897 x 978 mm , 22,2 x 35,3 x 38,5 inch

Poids net: 24,5 kg , 54 lbs

Fonctions: RESET, extinction automatique, amortissement, Commutation kg/lbs/sts, TARE, Protection contre les surcharges, HOLD, Auto-HOLD, Auto-clear, Indice de Masse Corporelle - IMC (BMI), pré-TARE

CE: CE 0123

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuils-de-pesee/16970-fauteuil-de-pesee-avec-graduation-precise-compatible-a-l-integration-dme.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com