


FICHE PRODUIT



Système d'analyse d'acide nucléique portable, Modèle PortNAT

Référence : SOC-UPN3220

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

SYSTEME D'ANALYSE D'ACIDE NUCLEIQUE PORTABLE, Modèle PortNat

Le **système d'analyse d'acide nucléique PortNAT®** est un système d'auto-test moléculaire portable conçu spécifiquement pour les utilisateurs non professionnels.

Composé d'un incubateur réutilisable et d'une cassette de test jetable, le **système PortNat** permet d'effectuer des tests d'amplification de l'acide nucléique (TAAN) dont la précision et la sensibilité sont similaires à celles de la PCR.

Le test ARN COVID-19 basé sur le **système PortNAT®** a déjà été approuvé par l'Union européenne en tant que premier autotest d'acide nucléique pour le COVID-19.

Avantages du produit :

Portable

Poids : environ 70 g sans instrument

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Facile à utiliser

Fonctionnement simple

Temps d'utilisation < 2 min

Rapport de résultats intuitif

Qualité de la PCR

Pour le test COVID-19,

LOD : 400 copies/mL

Sensibilité ≥ 95,4 %,

Spécificité ≥ 99.8%^①

Rapide

Pour le test COVID-19, résultat en 15 min

Menu de tests

Tractus respiratoire

Infection sexuellement transmissible

Vétérinaire

Sécurité alimentaire

Applications

- Santé
- Education
- Sécurité alimentaire
- Secteur publique
- Détection à domicile
- Aéroport
- Vétérinaire

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

· Laboratoire de diagnostic tiers

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/analyseur-poct-et-pcr/16971-systeme-d-analyse-d-acide-nucleique-portable-modele-portnat.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com