

FICHE PRODUIT



Défibrillateur manuel modèle S5

Référence : SOC-S52231

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Configuration standard :

Mode de défibrillation: manuel, DEA,

ECG à 3 dérivations,RESP

Imprimante thermique

Dimensions : 295mm×252mm×316mm

Taille de l'écran : 7" Écran TFT

Alimentation électrique : 100-240V~, 50/60Hz

Durée de charge de la batterie : Moins de 3 secondes à 200 joules, moins de 7 secondes à 360 joules

Mode manuel : 1J□360J, 25 types

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-de-transport-et-transfert-de-patients/16976-defibrillateur-manuel-modele-s5.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com