

FICHE PRODUIT

Balance précision 1000g/0.01g, Modèle 5172

Référence : SOC-KBC007

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Capacité: 1000 g

Sensibilité: 0.01 g

Plateau: 150 x 140 mm

Unités de mesure: g, oz, ct, lb

Fonction compte-pièces

Poids d'étalonnage (500g) incluse

Alimentation: 100-240VAC 50-60HZ / 4 piles 1.5V (AA)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/balance-de-precision/16977-balance-precision-1000g-0-01g-modele-5172.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com