

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse de paillasse 15000tr/min LCD multi-éclairé, modèle NEYA 16

Référence : SOC-848004

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Centrifugeuse de paillasse 15000tr/min; LCD multi-éclairé, modèle NEYA 16

Description de la Centrifugeuse de paillasse 15000tr/min; LCD multi-éclairé, modèle NEYA 16

Les centrifugeuses de paillasse sont conçues pour répondre aux besoins quotidiens. La performance et la capacité des centrifugeuses sont idéales pour la séparation des échantillons de sang, les particules de sédiments urinaires et les autres applications habituelles dans les laboratoires de taille petite ou moyenne.

Dérivé du mot hindi « NAYA » qui signifie « nouveau », « nouveauté », « innovation », « NEYA » est le nom donné à la nouvelle génération de centrifugeuses de paillasses récemment développées. Il constitue une combinaison pour développer et présenter toute la gamme parfaite de centrifugeuses "NEYA" avec des performances et des caractéristiques adaptées à tous les besoins fonctionnels des laboratoires modernes.

Centrifugeuse de paillasse (vitesse max. 15000tr/min) affichage LCD de la vitesse et du temps,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

détecteur de déséquilibre, frein dynamique, confinement du couvercle de sécurité, 10 profils d'accélération/décélération, 10 programmes et identification du rotor est :

(Fournie sans rotors ni accessoires).

Principales caractéristiques de la Centrifugeuse de paillasse 15000tr/min; LCD multi-éclairé, modèle NEYA 16:

- Moteur sans balais à fonctionnement silencieux, sans entretien
- Contrôleur à microprocesseur avec écran LCD rétroéclairé multicolore
- 10 mémoires de programme avec protection par mot de passe
- 10 profils d'accélération et 10 profils de décélération
- Rotation rapide
- Choix du réglage et de l'affichage RPM / RCF
- Détection automatique du rotor
- Compte à rebours de 30 secondes à 99 minutes
- Système de détection de déséquilibre avec fonction d'arrêt automatique
- Système de verrouillage de porte
- Ouverture d'urgence du couvercle en cas de panne de courant
- Rappel du dernier paramètre
- Fenêtre LED pour voir l'état de la centrifugation à distance
- Bol de centrifugation en acier inoxydable avec chambre blindée
- Hauteur confortable pour un accès facile
- Système anti-vibration sophistiqué
- Construction conforme aux directives européennes
- Aucun extracteur requis pour le retrait du rotor

Spécifications techniques de la Centrifugeuse de paillasse 15000tr/min; LCD multi-éclairé, modèle NEYA 16

- **Numéro de modèle** : Neya 16
- **Max. Capacité** : 4 x 175 ml
- **Max. Plage de vitesse (RPM)** : 15000 tr/min
- **Dimensions (LxPxH) (mm)** : 440 x 560 x 335 mm
- **Max. FCR** : 21000 g
- **Profil d'accélération** : dix

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Profil de décélération** : dix
- **Type d'affichage** : LCD multi-éclairé
- **Nombre de programmes** : 10 (Protégé)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-hautes-vitesses/16979-centrifugeuse-de-paillasse-15000tr-min-lcd-multi-eclaire-modele-neya-16.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com