

FICHE PRODUIT



Centrifugeuse de paillasse Medico plus, 4000 tr/min, modèle SM 4-50

Référence : SOC-848005

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Centrifugeuse de paillasse Medico plus, 4000 tr/min, modèle SM 4-50

Description de la Centrifugeuse de paillasse Medico plus, 4000 tr/min, modèle SM 4-50

Le modèle le plus populaire est maintenant disponible avec un moteur sans balais, un verrouillage de porte, un indicateur de vitesse numérique et une minuterie. Idéal pour les exigences de centrifugation de routine des médecins, des laboratoires de diagnostic et des hôpitaux

Caractéristiques de la Centrifugeuse de paillasse Medico plus, 4000 tr/min, modèle SM 4-50 :

- Moteur à induction sans balais
- Contrôle de la vitesse via VFD
- Contrôleur à microprocesseur
- Touche à effleurement
- Démarrage en douceur et en douceur
- Affichage LED vert

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Verrouillage du couvercle
- Frein dynamique
- Détection de balourd dynamique
- Ouverture d'urgence du couvercle
- Vitesse précise ± 10 RPM
- Minuterie jusqu'à 99 minutes
- Rappel du dernier paramètre
- Fenêtre d'étalonnage
- Couvercle et panneau avant élégants
- Choix de rotors pivotants / angulaires

Spécifications techniques de la Centrifugeuse de paillasse Medico plus, 4000 tr/min, modèle SM 4-50

- **Numéro de modèle** : SM 4-50
- **Max. Plage de vitesse (RPM)** : 4000
- **Max. FCR** : 2220g
- **Capacité des tubes** : 50ml
- **Type de tube** : Verre
- **Nombre de tubes/rotors** : 4
- **XL (mm)** : 30 x 110
- **Tubes fournis** : Oui

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-hautes-vitesses/16980-centrifugeuse-de-paillasse-medico-plus-4000-tr-min-modele-sm-4-50.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com