

FICHE PRODUIT



Automate d'hématologie 5 populations Modèle URIT-5160

Référence : SOC-URIT5160

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Automate d'hématologie 5 populations Modèle URIT-5160

Détails rapides de l'analyseur d'hématologie URIT-5160

Classification cellulaire multidimensionnelle par lumière laser

Mode RBC résistant

WIC et WOC pour la numération leucocytaire

Jusqu'à 60 échantillons par heure

Avec écran tactile

Caractéristiques techniques

34 paramètres : WBC, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, RBC,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P_LCR, P_LCC, RETIC%, RETIC_ABS, IRF

Spécifications Automate d'hématologie URIT-5160

Paramètres de recherche : ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NRBC#, NRBC%

2 Histogrammes pour RBC et PLT

2 diagrammes de dispersion : Diagramme de dispersion différentiel en 5 parties

Diagramme de dispersion pour les éosinophiles et les neutrophiles

2 stéréogrammes en 3D

WBC/DIFF : Cytométrie en flux, classification cellulaire multidimensionnelle par lumière laser semi-conductrice Principes de fonctionnement

Analyse des GB : Mesures optiques et d'impédance

Analyse des GR/PLT : Méthode d'impédance

Test HGB : Colorimétrie de réactifs sans cyanure Diluant de réactifs, gaine, détergent, lyse

Modes de prélèvement

Sang total : 20µL

Pré-diluant : 20µL

Diamètre d'ouverture WBC 100µm RBC/PLT 68µm

Sang total : jusqu'à 60 échantillons par heure

Débit Pré-diluant : jusqu'à 60 échantillons par heure

Stockage des données : jusqu'à 200 000 résultats d'échantillons avec grammes

Alarmes: Messages d'erreur

Affichage: 10,4 pouces avec écran tactile

Dimensions: L490mm x H332mm x W459mm

Puissance : 250VA

Poids : 35KG

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-d-hematologie/16983-automate-d-hematologie-5-populations-modele-urit-5160.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com