

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse Medico 3500tr/min ,tête pivotante , boîte conique, modèle C-852

Référence : SOC-848006

Points forts

- delais : 48 heures

Description du produit

- Description

Centrifugeuse Medico 3500tr/min , tête pivotante , boîte conique, modèle C-852

Description de la Centrifugeuse Medico 3500tr/min , tête pivotante , boîte conique, modèle C-852

Caractéristiques de la centrifugeuse Medico 3500tr/min , tête pivotante , boîte conique, modèle C-852

C-852 Centrifugeuse Medico Avec 4 x 15 ml avec Tête pivotante et tubes en verre à fond conique de 15 ml -

La centrifugeuse C 852 - Medico avec tête pivotante est une unité louable qui répond à la majorité des exigences de centrifugeuse de petite capacité des médecins, des laboratoires pathologiques et des hôpitaux pour les tests de centrifugation de routine.

Il leur est extrêmement utile et est utilisé dans des tâches spécifiques qui sont de la plus haute importance et en même temps, ce sont des unités à faible coût qui ne présentent pas un budget ou

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

un espace important.

Le C 852 - Centrifugeuse Medico Avec 4x15 Ml. La tête pivotante est équipée d'un moteur monté de manière élastique pour des performances sans vibrations avec un régulateur de vitesse à 5 étapes intégré.

Il est disponible avec un rotor pivotant pour une vitesse accrue et peut transporter quatre tubes de quinze millilitres chacun.

Spécifications techniques de la centrifugeuse Medico 3500tr/min , tête pivotante , boîte conique, modèle C-852

- Numéro de modèle : Rémi C-852
- Max. Plage de vitesse (RPM) : 3500 tr/min
- Poids : 112 kg
- Utilisation/application : Hôpital / Clinique
- Quantité minimum d'achat : 1 unité

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-hautes-vitesses/16984-centrifugeuse-medico-3500tr-min-tete-pivotante-boite-conique-modele-c-852.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com