

**FICHE PRODUIT**

## Centrifugeuse de paillasse 3800tr/min modèle R-303

Référence : SOC-848007

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

- Description

### Centrifugeuse de paillasse 3800tr/min modèle R-303

#### Description de la Centrifugeuse de paillasse 3800tr/min modèle R-303

Les Centrifugeuses de paillasse 3800tr/min modèle R-303 sont des unités à bas prix répondant à la majorité des exigences de centrifugation de petite capacité des médecins, des laboratoires pathologiques et des hôpitaux pour les tests de centrifugation de routine.

Les unités sont équipées d'un moteur monté de manière élastique pour des performances sans vibrations avec un régulateur de vitesse à 5 étapes intégré. Disponible avec rotor pivotant ou angulaire.

#### Caractéristiques techniques de la Centrifugeuse de paillasse 3800tr/min modèle R-303

- **Matériel** : R303
- **Max. Contenance** : 8 x 15 ml
- **Max. Plage de vitesse (RPM)** : 3800 tr/min
- **Dimensions (LxPxH) (mm)** : 210 x 210 x 250 mm

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- **Vitesse max. FCR** : 1450g
- **Alimentation en tension** : 220-240 V
- **Type de tête** : Angle
- **Nombre de tubes** : 8
- **Fréquence** : 50Hz
- **Phase** Seul

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires** : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-hautes-vitesses/16985-centrifugeuse-de-paillasse-3800tr-min-modele-r-303.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com