

FICHE PRODUIT

Congélateur ultra basse température 105L, Modèle MDF-60H105

Référence : SOC-200632

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• DESCRIPTION

Le congélateur MDF-60H105 est idéal pour la conservation à long terme de virus, germes, vaccins, tissus et organes biologiques, aliments spéciaux, médicaments, réactifs, etc. Convient aux instituts de recherche scientifique, aux hôpitaux, aux stations d'assainissement et de lutte contre les épidémies, à l'électronique, à l'industrie chimique, à l'industrie de l'usinage, à l'industrie de la pêche pélagique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Modèle	MDF-60H105
Etagère/tiroir	/
Mode de refroidissement	Refroidissement direct
Dégivrage	Manuel
Réfrigérant	HFC
Consommation électrique (kWh/24h)	3.2
Bruit (db)	53
Température ambiante(°C)	10~32°C
Plage de température(°C)	-25~60°C
Système de refroidissement	
Marque du compresseur/QTÉ	CUBIGEL/1
Capteur	NTC
Contrôleur de température	Microprocesseur
Affichage	Affichage numérique

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/congulateurs-60/16986-conglateur-ultra-basse-temperature-105l-modele-mdf-60h105.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com