

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse clinique , tête pivotante, boîte conique

Référence : SOC-848008

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description
- **Centrifugeuse clinique , tête pivotante, boîte conique**

Description de la Centrifugeuse clinique , tête pivotante, boîte conique

Les centrifugeuses cliniques sont des unités à bas prix répondant à la majorité des exigences de centrifugation de petite capacité des médecins, des laboratoires pathologiques et des hôpitaux pour les tests de centrifugation de routine. Les unités sont équipées d'un moteur monté de manière élastique pour des performances sans vibrations avec un régulateur de vitesse à 5 étapes intégré. Disponible avec rotor pivotant ou angulaire.

Spécifications techniques de la Centrifugeuse clinique , tête pivotante, boîte conique

- **Numéro de modèle** : C854
- **Max. Capacité** : 4/6/8 x 15 ml
- **Max. Plage de vitesse (RPM)** : 3500 tr/min
- **Dimensions (LxPxH) (mm)** : 310 x 310 x 295
- **Max. FCR** : 1850 /1600/1600g

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Alimentation en tension** : 220-240 V
- **Type de tête** : Pivoter
- **Nombre de tubes** : 4/6/8
- **Fréquence** : 50Hz
- **Phase** : Monophasé

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-hautes-vitesses/16987-centrifugeuse-clinique-tete-pivotante-boite-conique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
capacite_centrifugeuse - 4 x15ml	SOC-848009	
capacite_centrifugeuse - 6 x 15ml	SOC-848010	
capacite_centrifugeuse - 8 x 15ml	SOC-848011	

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com