

FICHE PRODUIT

APPAREIL D'ELECTROSTIMULATION DIGITAL DIGI-TECH

Référence : SOC-ELTRET01

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Un électrostimulateur professionnel haute performance. L'électrostimulation est utilisée en esthétique pour traiter les problèmes de surpoids, de lourdeur et de relâchement musculaire. L'écran tactile de 8 pouces permet de sélectionner 3 grands groupes d'effet : Renforcement musculaire, amincissement et soins corporels.

L'appareil possède 10 connexions. Chaque sortie peut être réglée indépendamment.

Livré avec:

- 10 électrodes rondes diamètres 4 cm
- 10 électrodes en forme d'ovale citré 8,5 cm x 4,5 cm
- 10 électrodes ovales 7,7 cm x 4,4 cm

Données techniques

Dimensions (cm) : 59 x 34 x 93 (avec le chariot)

Poids (kg) : 18,5 kG

Tension : 220-240 V

Puissance de travail : 12 V à 150 V

Fréquence de travail moyenne : 2000 Hz

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Chariot en option

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-de-kinesitherapie/16993-electrostimulateur-el01.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com