

FICHE PRODUIT



Mannequin de soins infirmiers complet, Modèle KERI

Référence : SOC-KR07894

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Mannequin de soins infirmiers complet, Modèle KERI

Toujours aussi populaire, le modèle KERi est doté d'une amplitude de mouvement complète et réaliste, positionnement réaliste du patient et articulations non pinçantes - il se déplace comme une personne.

Léger - environ 13Kg.

Mannequin adulte de taille normale - mesure 58 pouces.

Apparence générale de femme

Se transforme en homme en retirant la perruque et en fixant les organes génitaux masculins.

Inspection visuelle :

Molécules normales et cancéreuses

Ulcère sacré de stade 1

Pupilles dilatées et contractées

Plis cutanés rougis

Simulation de soins aux patients :

Bandes et pansements

Bains de lit

Changement de vêtements

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Pose et retrait de prothèses dentaires, supérieures et inférieures
Irrigation du canal auditif, gouttes otiques et pose de prothèses auditives
Irrigation des yeux
Manipulation des doigts et des orteils à l'aide de bandages - souples et moulés individuellement
Soins des cheveux Lavage et peignage
Sites d'injection intramusculaire : Bras, cuisse, fesse
Hygiène buccale et nasale : Lavage, gavage et aspiration
Soins des stomies : tissus d'iléostomie et de colostomie
Entretien et application d'appareils, lavage et aspiration
Positionnement du patient
Techniques de transfert des patients
Pericare
Soins de trachéotomie, lavage et aspiration
Le mannequin KERi™ complet comprend également :

Procédures de gastrostomie, lavage et gavage
Administration de lavement, femme seulement
Cathétérisme urinaire, femme et homme non circoncis
Frottis vaginaux et pose de douches vaginales
Examen de la prostate, stade B
Mise en place d'une sonde nasogastrique
Réservoirs de fluides internes

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/kit-de-formation/16996-mannequin-de-soins-infirmiers-complet-modele-keri.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com