

FICHE PRODUIT



Armoire avec plateaux, Modèle YC845A

Référence : SOC-TIA-YC845A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

L'**Armoire avec plateaux, Modèle YC845A** est fait de 8 grands casiers médicaux ou 16 petits casiers médicaux. Tous les tiroirs et les plateaux sont totalement extensibles. 3 rangées de tiroirs sont dotées de coulisseaux télescopiques.

Dimensions globales : 1 300 mm x 470 mm x 740 mm.

Dimensions à l'expédition : 1 400 mm x 570 mm x 890 mm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/armoires-avec-tiroirs-plateaux/17-armoire-avec-plateaux-modele-yc845a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com