

FICHE PRODUIT



Réceptier simple et support 3 L

Référence : SOC-RECIP3L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques du Réceptier simple et support 3 litres:

- Pratique, ce réceptier s'adapte partout.
- En PEHD blanc, recyclé et recyclable.
- Dimensions (Larg. x Long. x H.): 160 x 104 x 220 (mm).
- Condition minimum de vente: 1.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/plateau/170-recipient-simple-et-support-3l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com